



### AQUACEL® Ag Foam Köpük Örtüler:

Fazla nemin buharlaşmasını sağlarken viral/bakteriyel penetrasyona karşı koruma sağlayan ve ,\*2 hastaya duş alma olanağı veren su geçirmez bir üst tabaka  
Hastanın rahatlığını geliştirmek ve fazla sıvıyı emmek için yumuşak ve emici köpük ped

A Hydrofiber® layer with ionic silver that gels on contact with wound fluid and helps provide an optimal environment for wound healing

Güvenli, cilt dostu yapışma, kolay çıkarılmaya olanak veren ve cilt tahrişi ve alerjik temas hassasiyetinde kanıtlanmış düşük potansiyelli nazik silikon çerçeve