


## PolyMem WIC KAVİTE DOLDURUCU

PolyMem formülasyonunun özellikle kaviteli yaralar için tasarlanmış formudur. PolyMem Wic; ölü alanı doldurmak için yara boşluğu içerisinde genişler ve fazla sıvıyı emerken / absorbe ederken yara yatağını temiz ve nemli tutar. Sadece birincil örtü olarak kullanılır.

PolyMem WIC SILVER; nano partikül gümüş iyonları içermektedir. Sadece birincil olarak kullanılabilir.

PolyMem WIC SILVER ŞERİT; özellikle tünel tipi yaralarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün; mesh ile sağlamlaştırılmış olup kopmayan özelliğindedir.



### POLYMEM WIC KAVİTELİ YARA DOLGUSU

REF	BOYUTLAR	ADET	PAKETLEME
5733	8cm x 8cm (3" x 3") 4 gram	40 Adet	4 kutu / 10 ürün her kutuda
5712	8cm x 30cm (3" x 12") 16 gram	12 Adet	1 kutu / 12 ürün her kutuda
5788	20cm x 20cm (8" x 8") 28 gram	10 Adet	2 kutu / 5 ürün her kutuda

### PolyMem WIC SILVER YARA DOLGUSU

REF	BOYUTLAR	ADET	PAKETLEME
1331	2.5cm x 7.6cm (1" x 3") 1.3 gram	70 Adet	5 kutu / 14 ürün her kutuda
1333	8cm x 8cm (3" x 3") 4 gram	20 Adet	2 kutu / 10 ürün her kutuda
1788	20cm x 20cm (8" x 8") 28 gram	10 Adet	2 kutu / 5 ürün her kutuda

### PolyMem WIC SILVER ŞERİT KAVİTELİ YARA DOLGUSU

REF	BOYUTLAR	ADET	PAKETLEME
1814	1cm x 35cm (0.4" x 14") 3 gram	12 Adet	2 kutu / 6 ürün her kutuda