


# Hydrofiber® Teknolojisi



## Hydrofiber® Teknolojisi Nasıl Çalışır

- Hydrofiber® Teknolojisi yara sıvısı ile temas ettiğinde jele dönüşen yumuşak, emici bir malzemedir.
- Jelleşme özelliği sayesinde yara iyileşmesi için optimal ortam yaratır\*1, 6, 10, 11, 13

## Eksudayı Kilitler ve Bakterileri Hapseder\*1-3




- Yarayı çevreleyen cildi korumaya yardımcı olur ve maserasyonu azaltır\*4,5
- Çıkarılma esnasında yarayı ve çapraz enfeksiyonu minimuma indirmeye yardımcı olur\*6,7

## Yara Yatağını Mikro kontürler\*8



- Bakterilerin üreyebileceği "ölü bölge"yi en aza indirir\*8
- Yara yatağındaki nem dengesini sağlar\*9

## Yara Durumlarına Tepki Verir\*10-12



- Eksüda ile temas içindeyken kohesiv bir jel oluşturur
- Sürdürülebilir antimikrobik etki sağlar\*10-12 (iyonik gümüşlü örtüler)