


PolyMem® YAPIŞKAN ÖRTÜ



PolyMem YAPIŞKAN ÖRTÜ

Ultra ince, yapışkan kaplamalı üretan film, polimer membran ile birlikte, eşsiz çok yönlülüğe sahip nefes alabilen aynı zamanda sert, koruyucu, suya dayanıklı bir pansuman sağlar.



PolyMem YAPIŞKAN ÖRTÜ

REF	BOYUTLAR	ADET	PAKETLEME
203	2.5cm x 2.5cm (1"x1") Pad 5cm x 5cm (2"x2") Yapışkan	100 Adet	Koli içi 5 kutu / 20 ürün her kutuda
405	5cm x 7.6cm (2"x3") Pad 8.9cm x 11.4cm (3.5"x4.5") Yapışkan	60 Adet	Koli içi 4 kutu / 15 ürün her kutuda